

锦好
JINGHAO

陪伴有声情

こんにちは、スマート定義補聴器

JH-DW3A

マーケティング部

2021年9月28日

スマート定義補聴器 JH-DW3A



柔軟、自由に定義

JH-DW3Aのデザインのインスピレーションは、古代のエルフであるノーチラスに由来します。ノーチラスは、半カーブしたシェルの形状と滑らかなラインの輪郭に基づいているため、パワフルでファッショナブルな形状になっています。自然はカタツムリに素晴らしい外観の美学と機能的な構造を与え、人間はカタツムリの音の想像力を置きました。オウムガイの収束する渦は人間の耳のソケットに似ています。


JH-DW3Aのバイオニックフォームは、人間の耳のソケットと巻き貝の殻の完璧な組み合わせのようなものです。この組み合わせは、形状にフィットするだけでなく、「ノーチラス」と人間の耳の2つの繊細な構造の強力な組み合わせでもあります。、音と重心が完璧なバランスに達するようにします。





Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0テクノロジー、ワイヤレス直接接続、さまざまな端末相互接続のサポート、それを置きます。




スマートコントロール補聴器

モバイルアプリを使用して、さまざまな周波数帯域のサウンドを調整したり、最適な補聴器モードを自分で調整したりできます。



オンライン24時間年中無休、騒音なし

550mAhの大容量リチウム電池、最大72時間の電池寿命、磁気吸引力
充電技術、自動リセット充電がより安全、USB充電設計、外出先での充電。



DSPマルチチャネルチップ

自動ノイズリダクション、環境への適応、耳障りで
ノイズの多いノイズのフィルタリング。



快適で健康的、良いニュースを聞く

紫外線洗浄技術、自動洗浄がより健康的です。



IP65防水および防塵

汗をかいたり、雨が降ったりすることを恐れず、運動の瞬間を楽しんで、のんびりと音を聞いてください。

基本パラメータ

最大飽和音圧	$\leq 120\text{dB} + 3\text{dB}$
平均飽和音圧	$110\text{dB} \pm 4\text{dB}$
フルスケールゲイン (高周波平均)	$30\text{dB} \pm 5\text{dB}$
等価入力ノイズレベル	$\leq 28\text{dB} + 3\text{dB}$
周波数範囲	$\leq 4\% + 3\%$
ハーモニーツイスト	450Hz ~ 5000Hz
バッテリー電流	10mA

